

Nástřík je proveden polarizační postřikovou jednotkou, kdy přilnavost je několikanásobná oproti běžným postřikům. Nanomolekuly se dostanou také do sedadel, obalí každé vlákno, proto v případě znečištění (sekrety a pod.) jsou, daleko snadněji odstraněny (stačí vodou), přičemž proces ničení bakterií probíhá ihned a eliminace zápachu je téměř důkladná. Veškeré dotykové povrchy se neustále, jakmile se jich pacient přestane dotýkat, velmi rychle zbaví bakterií a virů. V poslední době, při aplikacích na DOZP, jsme všem domovům ošetřili nástříkem jejich vozidla. Ředitelé si tyto informace předávají mezi sebou při rozhovorech. Zaměstnanci si výsledek našich aplikací u svého vedení pochvalují.

Harmonie KRNOV



Sirius OPAVA

SANITKA ORG s.r.o. F-Místek



Ukázka měření v autobuse- stěr odebrán na 1 stěrovou tyčinku z 8 míst



Odebráný stěr před nástříkem



Po nástříku 1 hod.